


Peau de suture d'entrainement de petit animal

Peau de suture d'entrainement pour débutant pour petit animal (chien-chat)



Code/Référence

Reference: VTQ-SUT-PAD-SA

Description

Ce tampon de suture à trois couches est particulièrement doux et flexible, imitant parfaitement les caractéristiques de la peau délicate des chiens et des chats. Il convient à la pratique des incisions, des sutures et des techniques de nœuds chirurgicaux dans des conditions réalistes.

La démarcation visuelle et texturale entre la peau et le tissu sous-cutané permet en outre de pratiquer les sutures intracutanées.

Ce modèle est idéal pour les établissements vétérinaires et biomédicaux.

Nos tampons de suture sont réutilisables, résistants à la déchirure et conservent leur forme et leur texture même après une utilisation répétée.

Notre porte-tampon pratique (S) peut être utilisé pour monter les tampons de suture en position verticale ou horizontale, selon les besoins.

Caractéristiques

Dimensions: 15 x 16x cm

Modèles disponibles

