


Entraînement aux noeuds chirurgicaux



Cet entraîneur de nœuds permet au manipulateur débutant de s'exercer à la réalisation de nœuds chirurgicaux à l'aide d'un porte-aiguille ou de techniques manuelles.

Code/Référence

Reference: VTQ-SUT-PAD-KNT

Description

Cet article se compose d'un coussin en silicone et de deux bouts de corde.

Les cordes de couleurs différentes permettent de suivre facilement le « parcours du fil » et l'apprentissage des techniques de nouage de base devient un jeu d'enfant.

Ce modèle est idéal pour les établissements vétérinaires et biomédicaux.

Nos tampons de suture sont réutilisables, résistants à la déchirure et conservent leur forme et leur texture même après une utilisation répétée.

Notre porte-tampon pratique (S) peut être utilisé pour monter les tampons de suture en position verticale ou horizontale, selon les besoins.

Caractéristiques

Dimensions: 15 x 16 cm

Modèles disponibles

