


# Simulateur de suture des organes creux



Ce tampon de suture à double couche permet au manipulateur débutant de s'entraîner à la fermeture chirurgicale des organes creux internes

## Code/Référence

Reference: VTQ-SUT-PAD-HLW

## Description

Ce tampon de suture d'organe à double couche est particulièrement délicat pour rendre l'entraînement aux incisions et à la fermeture chirurgicale de divers organes creux aussi réaliste que possible.

La démarcation visuelle et texturale entre la muqueuse et la couche musculaire permet en outre de s'entraîner aux sutures invaginantes et saillantes.

Nos tampons de suture sont réutilisables, résistants à la déchirure et conservent leur forme et leur texture même après une utilisation répétée.

Ce modèle est idéal pour les établissements vétérinaires et biomédicaux.

Notre porte-tampon pratique (S) peut être utilisé pour monter les tampons de suture en position verticale ou horizontale, selon les besoins.

## Caractéristiques

Dimensions: 15 x 16 cm

**Modèles disponibles**

