


Simulateur de veine d'oreille de cochon



Modèle idéal pour acquérir les compétences nécessaires pour manipuler une oreille de cochon de manière éthique sans la nécessité d'utiliser un animal vivant

Code/Référence

Reference: VTQ-PIG-EAR

Description

BIOSEB suit et offre depuis de nombreuses années des alternatives à l'utilisation d'animaux vivants pour la formation aux procédures chirurgicales ou dans le cadre d'un travail académique et appliqué.

Notre modèle d'entraînement de la veine auriculaire de cochon est une aide à la formation spécialement conçue pour fournir les compétences requises pour une manipulation humaine et éthique et des compétences procédurales, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un animal vivant.

L'oreille souple et flexible est dotée d'un tube veineux intégré, qui permet d'apprendre les techniques d'injection sur la veine auriculaire de manière réaliste.

Cela permet d'éviter le stress à la fois pour l'animal et pour le manipulateur.

Ce modèle est idéal pour les établissements vétérinaires et biomédicaux.

Ce modèle de cochon est conçu avec un matériau qui ne contient pas de latex mais confère la **sensibilité spécifique d'un animal vivant**.

Caractéristiques

Modèles disponibles

