

Système de fermeture de plaies AutoClip 9mm- Kit complet



Force de maintien maximale avec un traumatisme minime

Agrafes 9mm

Code/Référence

Reference: ACS-KIT

Description

L'applicateur Autoclip fonctionne comme une agrafeuse pour appliquer rapidement les clips.

L'applicateur peut contenir 20 Autoclips, qui sont prêts à l'emploi et fermement maintenus en place par des ressorts de beryllium-cuivre. Les Autoclips offrent une force de maintien maximale pour un traumatisme minimal. **Aucune assistance n'est nécessaire pour utiliser l'applicateur ou l'ôte-agrafe.**

- Lorsque la plaie est guérie, les clips peuvent être retirés facilement à l'aide de l'ôte-agrafe AutoClip.
- Les agrafes Autoclip en inox sont non-pyrogéniques et fournies non-stériles, mais peuvent être autoclavées (9mm)
- Idéal pour utilisation sur rats et souris de laboratoire.

Caractéristiques

Modèles disponibles

