

Systeme de fermeture de plaies AutoClip - Ôte-agrafes



Ote agrafes pour agrafe de 9mm

Code/Référence

Reference: ACS-RMV

Description

L'applicateur Autoclip fonctionne comme une agrafeuse pour appliquer rapidement les clips. L'applicateur peut contenir 20 Autoclips 9mm, qui sont prêts à l'emploi et fermement maintenus en place par des ressorts de beryllium-cuivre. Les Autoclips offrent une force de maintien maximale pour un traumatisme minimal. Aucune assistance n'est nécessaire pour utiliser l'applicateur ou l'ôte-agrafes. • Lorsque la plaie est guérie, les clips peuvent être retirés facilement à l'aide de l'ôte-agrafes AutoClip. • Les agrafes Autoclip 9mm en inox sont non-pyrogéniques et fournies non-stériles, mais peuvent être autoclavées. • Idéal pour utilisation sur rats et souris de laboratoire.

Caractéristiques

Modèles disponibles

O LAB