

# Aiguilles jetables pour l'alimentation animale



Prend facilement la forme désirée, en acier inoxydable malléable

Vendu par boîte de 100 aiguilles stériles

## Code/Référence

Reference: D-00

## Description

Aiguille d'alimentation jetable pour animaux en acier inoxydable malléable.

Embout en silicone.

Vendu par boîte de 100 aiguilles stériles

## Caractéristiques

Styles: Straight

Unités: Chaque boîte contient 100 aiguilles stériles.

## Modèles disponibles

Taille: 20G - 3.81 cm (D-001), 18G - 5.08 cm (D-002), 15G - 7.62 cm (D-003)