

Tubes PTFE Sub-Lite Wall



Une grande avancée dans les tubes micro-miniatures - Approuvé USP Class VI

Code/Référence

Reference: SUBL

Description

Nos tubes de polytetrafluoroéthylène consistent en une grande avancée dans les tubes micro-miniatures.

Longueur : 7m

Caractéristiques

Modèles disponibles

Diamètre: 0.15 mm x 0.05 mm (SUBL-060), 0.20 mm x 0.10 mm (SUBL-080), 0.30 mm x 0.15 mm (SUBL-120), 0.36 mm x 0.20 mm (SUBL-140), 0.41 mm x 0.25 mm (SUBL-160), 0.48 mm x 0.33 mm (SUBL-190)