


Cathéters à Double Lumen



Un seul point de ponction pour deux accès !
Modèles de très petite taille disponible

Code/Référence

Reference: CR-DL

Description

2 modèles sont disponibles:

- **CR-DL28** : Système pour Cathéter Intracrânien à Double Lumen qui contient un cathéter de polyuréthane de 11.7 cm 28 g (0.-635 mm O.D. portion distale / 0.1778 mm I.D.par lumen), une entrée évasée qui accepte une aiguille 27 g, un stylet 0.0762 mm de diamètre en acier inoxydable recouvert de Téflon qui facilite le placement.
- **CR-DL32** : Système pour Cathéter Intracrânien à Double Lumen qui contient un cathéter de polyuréthane de 11.7 cm 32g (0.457mm O.D. portion distale / 0.127mm I.D. par lumen), une entrée évasée accepte une aiguille 32 g, un stylet de 0.0762 mm de diamètre en acier inoxydable recouvert de Téflon qui facilite le placement.

Caractéristiques

Modèles disponibles

DL Catheter Models: 11.7 cm 28 g (0.-635 mm O.D. portion distale / 0.1778 mm I.D.par lumen) (CR-DL28), 11.7 cm 32g (0.457mm O.D. portion distale / 0.127mm I.D. par lumen) (CR-DL32)

