


# Système d'injection veineuse à la queue pour animaux restreints



Accès plus facile aussi bien pour les injections ponctuelles et pour celles répétées par bolus

## Code/Référence

Reference: MTV-

## Description

## Caractéristiques

## Modèles disponibles

Taille: 10cm de 28ga (0.36x0.18mm) connecté à 17.8 cm de (0.84x0.36mm) avec stylet et aiguille à paroi mince 23ga (MTV-1), 10cm de 28ga (0.36x0.18mm) connecté à 50.8cm de (0.84x0.36mm) et aiguille à paroi mince 23ga, pas de stylet (MTV-2), 10cm de 28ga (0.36x0.18mm) connecté à 50.8cm de (0.84x0.36mm) avec stylet et aiguille à paroi mince 23ga (MTV-2S), 10cm de 28ga (0.36x0.18mm) connecté à 80cm de (0.84x0.36mm) et aiguille à mince paroi 23ga, pas de stylet (MTV-3)