

Système d'Illumination Intubation BioLITE



Procure une meilleure visualisation anatomique et combine plusieurs outils permettant une réduction du temps d'intubation qui rend le processus simple et rapide

Code/Référence

Reference: BIO-KIT

Description

Si vous pensiez que l'intubation petits rongeurs était trop difficile, ce système est fait pour vous. Il permet une **meilleure visualisation anatomique** et combine plusieurs outils en un seul réduisant le temps d'intubation et rendant ainsi le **processus d'intubation rapide et facile**.

Le système Biolite se compose d'une famille de produits : un **illuminateur de fibre optique (FO-Light)**, des **stylets de fibre optique (FOS)**, des **sondes endotrachéales (ETT)** ainsi que des **bulbes permettant de gonfler les poumons (LIB)** emballés dans une variété des kits afin de répondre aux besoins individuels dans de nombreux domaines de recherche.

Caractéristiques

Modèles disponibles

BioLITE Intubation System: Souris 10+ g (inclus 1 FOS-400, 1 FO-Light, 1 LIB-03 et 1

ETT-20-05) (BIO-MI-KIT), Petits rats 100-200 g (inclus 1 FOS-600, 1 FO-Light, 1 LIB-03 et 1
ETT-16-05) (BIO-SR-KIT), Gros Rats 200+ g (inclus 1 FOS-800, 1 FO-Light, 1 LIB-03 et 1
ETT-16-05) (BIO-LR-KIT), Kit Stylets (inclus 1 FOS-400, 1 FOS-600, 1 FOS-800, 1 FO-Light)
(FOS-KIT), Kit complet (inclus 1 FOS-Kit, 1 LIB-03, 1 ETT-16-05 et 1 ETT-20-05) (BIO-CO-KIT)

