

## Colliers type Elizabeth



Conçu pour protéger les zones ayant subi une chirurgie ou sous traitement

### Code/Référence

Reference: EC-MR

### Description

Tous les colliers sont fabriqués à partir d'un polyéthylène à faible densité, pour les petits animaux, un matériau léger est utilisé.

Les colliers se ferment à l'aide de Velcro, ce qui permet de les ajuster pour chaque animal.

Les ouvertures du cou sont reliées par un jersey de coton rembourré pour le confort.

### Caractéristiques

### Modèles disponibles

Animal: Souris - 70 mm (EC-M1), Rats jusqu'à 450g – 117 mm (EC-R1), Rats 450g+ - 130 mm (EC-R2)