

## Aiguilles d'alimentation réutilisable



Une large gamme d'aiguille d'alimentation / de gavage réutilisable en acier inoxydable

### Code/Référence

Reference: N-

### Description

Aiguille d'alimentation réutilisable en acier inoxydable

Sélectionnez l'aiguille d'alimentation adaptée à votre besoin spécifique

ANIMAL/ GAMME DE POIDS/ DIAMÈTRE DE LA BOULE

Souris 25 - 125 g 1.25 mm

Rats 100 - 400 g 2.25 mm

Rats 350 - 500 g 3.00 mm

Autres over 450 g 4.00 mm

### Caractéristiques

### Modèles disponibles

Taille: 24ga - 25.4mm Droit - Dia. boule 1.25mm (N-PK-001), 22ga - 25.4mm Droit - Dia. boule

1.25mm (N-PK-002), 20ga - 76.2mm Droit - Dia. boule 2.25mm (N-PK-003), 18ga - 76.2mm Droit - Dia. boule 2.25mm (N-PK-004), 20ga - 76.2mm Courbé - Dia. boule 2.25mm (N-PK-005), 18ga - 76.2mm Courbé - Ball dia. 2.25mm (N-PK-006), 16ga - 76.2mm Courbé - Dia. boule 3mm (N-PK-007), 18ga - 25.4mm Droit- Dia. boule 2.25mm (N-PK-008), 16ga - 101.6mm Courbé - Dia. boule 3mm (N-PK-009), 20ga - 38.1mm Courbé - Dia. boule 2.25mm (N-PK-010), 22ga - 38.1mm Droit - Dia. boule 1.25mm (N-PK-020)

Unités: Lot de 4 (N-PK-001), Lot de 4 (N-PK-002), Lot de 4 (N-PK-003), Lot de 4 (N-PK-004), Lot de 4 (N-PK-005), Lot de 4 (N-PK-006), Lot de 4 (N-PK-007), Lot de 4 (N-PK-008), Lot de 4 (N-PK-009), Lot de 4 (N-PK-010), Lot de 4 (N-PK-020)

