


# Cathéters vasculaires pour rat en polyuréthane



Nouveaux cathéters vasculaires pour rat en polyuréthane (Micro-Renathane<sup>®</sup> et RenaPulse<sup>™</sup>)

## Code/Référence

Reference: R-CAC-

## Description

- Les cathéters sont constitués d'une longueur continue de MRE037 ou RPT037 avec des sutures d'ancrage en Renasil.
- Les cathéters sont accessibles avec des aiguilles de cathéter Cat # N-23 et scellés avec des bouchons du cathéter Cat # 23-PP.
- Pas de colle, les sutures d'ancrage saisissent le tube du cathéter sans en restreindre la lumière et sont mobiles.
- Des cathéters à bout arrondi sont disponibles.

## Caractéristiques

## Modèles disponibles

Composition: MRE-037 (R-CAC-M37), RPT-037 (R-CAC-R37), MRE-037 - Pointe arrondie (R-CAC-M37-R)