

# Systemes de tatouage pour rongeurs



Méthode d'identification animale par tatouage permanente, simple, éthique et rapide

## Code/Référence

Reference: ATS-3

## Description

Disponible en kits pour l'identification des rats et souris adultes et nouveaux-nés

Chaque kit est fourni avec un guide de formation complet et un DVD d'instruction, ainsi que tous les outils dont vous avez besoin en toute sécurité et efficacité pour réaliser les tatouages de vos rongeurs. Les techniques de tatouage sont réalisées sur des animaux non anesthésiés et permettent de réaliser des identifications permanentes et faciles à lire. Nos pigments de tatouage et autres fournitures ont été utilisés dans l'industrie depuis plus de 25 ans et ont été démontrés sûrs et non-toxiques. L'identification par tatouage est très rentable.

Le Système général de tatouage pour rongeurs ATS-3 présente des fournitures et accessoires pour tatouer 3000 rongeurs sevrés. Le guide de formation détaillé et le DVD d'instructions fournissent des instructions étape par étape avec images détaillées. Utilisez des chiffres, des lettres, des lignes, des points et / ou des couleurs pour identifier de manière permanente n'importe quelle couleur / souche de souris ou de rat.

## Caractéristiques

## Modèles disponibles

Animal: Rat et souris (ATS-3Q), Gros animaux (ATS-3LQ), Animaux nouveaux-nés (NEO-9Q)

