


# Plaque à circulation d'eau chaude

A connecter à vos pompes Gaymar, Hamilton ou autres que vous possédez déjà



## Code/Référence

Reference: HHP-1

## Description

Les coussins durs chauffés à l'eau se connectent aux pompes Gaymar et Adroit Construction durable en polycarbonate. Résiste aux pinces de scalpel, d'aiguille et de serviette. Les surfaces lisses sont faciles à nettoyer, ce qui permet de prévenir les infections nosocomiales. Hautement résistant à la perforation.

Dimension : 22,86cm x 30,48cm

## Caractéristiques

## Modèles disponibles