


## Attache pour rongeur



Attaches à ressorts hélicoïdaux, en acier inoxydable, pour rongeurs

### Code/Référence

Reference: RT

### Description

Ces attaches sont construites à partir de ressorts hélicoïdaux en acier inoxydable léger. Elles sont livrées avec une extrémité sertie pour une fixation directe sur le pivot des rongeurs (éliminant le besoin de matériel de connexion potentiellement problématique). Les ancrages de veste sont livrés cousus pour plus de confort et de résistance aux infections opportunistes. Les attaches de rongeurs sont conçues pour protéger le cathéter extériorisé et peuvent être utilisées avec des vestes pour rongeurs.

### Caractéristiques

### Modèles disponibles

Taille: 30.5cm (RT-12), 45.7cm (RT-18)