


Plateforme de chirurgie et micro-tattoo



Plateforme générale micro-utilitaire idéale pour la chirurgie, les micro-manipulations, ...

Code/Référence

Reference: NTS01

Description

La plate-forme de microtatuage avec une seule lumière LED flexible peut être utilisée pour la chirurgie, les micro-manipulations, la plate-forme de micro-utilité générale (c'est-à-dire les inspections d'organes, les dissections, etc.)

- Bras flexible, loupe sans monture non obstructive (objectif principal : 2.3 X, lentille médaillon : 4.0 X)
- Pieds antidérapants pour une stabilité accrue
- Alimentation d'entrée universelle (100?240 V, 50?60 Hz)
- Une LED sur flexible. Fournit un éclairage direct sans chaleur
- 2 petites cupules rouges (1,5 ml)
- Taille : 15.24 x 22.86 cm

Caractéristiques

Modèles disponibles

