

Lancette pour animaux GoldenRod



Pour les échantillons de sang à partir de la veine faciale (sous-maxillaire) Permet de trouver du sang rapidement avec un traumatisme minime à l'encontre de l'animal et une cicatrisation rapide.

Boite de 1000 lancettes

Code/Référence

Reference: GR-MM

Description

Avec le Lancet Goldenrod animaux, vous pouvez maintenant faire des prélèvements sanguins multiples sur de petits animaux dans la même journée et ne jamais perdre ou blesser un animal. Ce système vous permet de trouver du sang rapidement avec un traumatisme minime à l'encontre de l'animal et une cicatrisation rapide. Vous avez ainsi la possibilité d'accélérer le processus de collecte de sang avec ce système stérile, spécialement conçu et breveté, qui est de plus, peu coûteux, facile et rapide à utiliser.

Caractéristiques

Unités: 5 boîtes de 200 (stérile)

Modèles disponibles

Taille: 3mm (GR-3MM), 4mm (GR-4MM), 5mm (GR-5MM), 5.5mm (GR-5.5MM), 6mm (GR-6MM), 7mm (GR-7MM), 8mm (GR-8MM)