

ECU - Unité expérimentale de conditionnement



Permet le conditionnement de longue durée de rats et souris

Code/Référence

Reference: G-0

Description

L'ECU permet un confinement confortable des animaux de laboratoire pour faciliter les mesures répétées de paramètres physiologiques et pharmacologiques.

Caractéristiques

Modèles disponibles

Poids: Moins de 50g (G-05), 50 à 120g (G-1), 120 à 250g (G-2), 250 à 350g (G-3), 350 à 400g (G-4), 400 à 800g (G-5)