


Cage circulaire pour l'irradiation



Utilisée pour un transport temporaire ou le confinement des animaux pour des études plus pointues

Code/Référence

Reference: PC-

Description

Ces cages circulaires peuvent maintenir **jusqu'à 11 rongeurs**. Une chambre individuelle permet d'insérer les rongeurs dans la cage.

Ces cages sont disponibles pour des souris, des petits et gros rats.

| Ref | Espèce | Diamètre (cm) | Hauteur (cm) | chambre indiv. (cm) |
|-------|-----------|---------------|--------------|-------------------------|
| MPC-1 | Souris | 21 | 5,9 | 5 (larg) x 9 (long) |
| MPC-2 | Souris | idem | idem | avec filtres |
| RPC-1 | Petit Rat | 41 | 6,75 | 10 (larg) x 18 (long) |
| RPC-2 | Gros Rat | 46 | 8 | 11,5 (larg) x 20 (long) |

Non autoclavable

Caractéristiques

Modèles disponibles

Application: MPC-1 pour souris (MPC-1), MPC-2 , avec filtres - pour souris (MPC-2), RPC-1 pour petits rats (RPC-1), RPC-2 pour gros rats (RPC-2)

