

# Thermomètre rectal pour rongeur à déclenchement par pédale



Innovation de l'équipe R&D BIOSEB : enfin un thermomètre qui laisse les mains libres à l'expérimentateur lors de prises de température sur rats et souris ! Idéal pour traiter de grandes cohortes d'animaux (rats et souris), quasi automatiquement. Un instrument tout désigné pour la pharmacologie, la Physiologie/monitoring, et l'évaluation de la fièvre ou le monitoring des inflammations!

## Code/Référence

Reference: BIO-THERMO-CIS

## Description

La solution THERMO-CIS a été développée dans un souci de praticité afin de permettre à l'expérimentateur de traiter de grandes cohortes d'animaux en envoyant les données dans un tableur Excel de son choix et de garder les **mains libres** lors de la manipulation des animaux.

De fonctionnement intuitif, thermomètre et logiciel dédié sont la **solution idéale pour la mesure de température en routine d'un grand nombre d'animaux.**

Ce thermomètre est livré sans sonde : un vaste choix de sonde rectale est disponible sous la référence BIO-BRET

## Caractéristiques

Alimentation: 220V-5V 200mA provided (12 volt battery rescue)

Unités: °C, °F

Résolution: Grade II thermocouple +/- 0,5°C (certificate on request)

Autres caractéristiques: Backlight : YES  
Plage de mesure: -20 - + 200°C  
Connexion: USB 2,3 cable up to 3 meters  
Spécification: PC : Labtop, tablet computer with 1 USB port

### Modèles disponibles

