

# Cadre stéréotaxique compact pour Souris



Dimensions réduites - large espace de travail

## Code/Référence

Reference: BLAB-ST-8507

## Description

Cet instrument stéréotaxique est conçu avec des blocs d'adaptateurs pour remplacer l'assemblage de cadre en U traditionnel. Il maintient fermement et avec précision la souris ou le rat néonatal.

Les barres d'oreille sont en résine polyoxyméthylène et peuvent être fixées à l'aide de 4 points différents avec une résolution de 1 mm. Deux barres d'oreille de souris réversibles, avec embouts atraumatiques, sont vendues avec ce produit : 18 ° et 45 °.

Cet instrument compact offre un accès facile à l'animal ainsi qu'un espace de travail ouvert pour les instruments chirurgicaux supplémentaires.

## Caractéristiques

Dimensions: 255x255 mm

## Modèles disponibles

Manipulateurs: Simple (BLAB-ST-8507), Double (BLAB-ST-68510), Simple (BLAB-ST-68513),  
Double (BLAB-ST-68516)

Type de cadre: Manuel (BLAB-ST-8507), Manuel (BLAB-ST-68510), Digital (BLAB-ST-68513),  
Digital (BLAB-ST-68516)

