

Plaque chauffante auto-régulée

Le choix idéal si vous avez besoin d'une plaque auto-régulée avec un budget serré



Code/Référence

Reference: BIO-HE002

Description

Notre plaque chauffante peut être réglée sur une large gamme de température : 10°C à 50°C.

Caractéristiques

Poids: 3 kg
Dimensions: 55cm x 33cm et 37cm x 37cm
Précision: +/- 0,5° C
Temps de pré-chauffage: Approx. 10 min
Alimentation: 220V
Gamme de température: 10 °C - 50 °C
Résolution: 0.1 °C

Modèles disponibles

Taille: L : 55cm x 33cm (BIO-HE002), M : 37cm x 37cm (BIO-HE002M)