

## Cages pour irradiation



Cages d'irradiation micro-isolées pour rongeurs en polycarbonate.

Existe en 2 tailles

### Code/Référence

Reference: IRD-P

### Description

Ces cages d'irradiation, conçues entièrement en polycarbonate, sont autoclavables. Les 2 tailles de cage ont été pensées de manière à pouvoir être placées dans des chambres d'irradiation de 13 cm de hauteur et de 23 cm de diamètre et de largeur. Utilisées comme indiqué, ces cages préviennent la contamination des souris avant, pendant et après l'irradiation. Elles peuvent également être un support polyvalent pour protéger les rongeurs tout en les transportant dans et hors des installations.

La cage est vendue avec un filtre.

### Caractéristiques

### Modèles disponibles

Taille: 22.5 cm D x 9.8 cm H (IRD-P-M), 27.3 cm D x 10.2 cm H (IRD-P-R)