

Plateforme de chirurgie Deltaphase



Cette plateforme de chirurgie compacte est associée à la couverture isothermique Deltaphase pour le maintien en température de l'animal durant les procédures expérimentales ou chirurgicales.

Code/Référence

Reference: 39OP

Description

Le plateau chirurgical en acier inox est maintenu en contact avec une couverture isothermique Deltaphase, préalablement activée.

La surface de la couverture est isolée, afin de prolonger l'effet isothermique de celle-ci.

Eponges, instruments chirurgicaux et produits d'anesthésie sauront trouver leur place dans les réceptacles prévus à cet effet.

La plateforme est fonctionnelle, solide et facile à nettoyer. Economique et sécurisée, elle sera utile pour les TP.

Livrée avec 2 couvertures isothermiques Deltaphase.

Caractéristiques

Modèles disponibles

O LAB