


Système de contention Tailveiner à tube rouge et base courte souris



Système de contention pour injection intraveineuse de la queue, monté sur un support à plaque large, autorisant la queue à tomber verticalement pour une plus grande marge de mouvement, en particulier durant les ponctions veineuses. Pour souris

Code/Référence

Reference: SHORTI-STD

Description

Système de contention pour injection intraveineuse de la queue, monté sur un support à plaque large, autorisant la queue à tomber verticalement pour une plus grande marge de mouvement, en particulier durant les ponctions veineuses.

Caractéristiques

Dimensions: Base : 9.4 x 4.3 cm
Longueur: Tube : 8.6 cm
Diamètre: Tube : 3.18 cm

Modèles disponibles