

Boite de contention Souris pour BP-2000



Boite de Contention pour Souris à utiliser uniquement avec le BP-2000

Code/Référence

Reference: BP-MH

Description

Boite de contention, pour souris, pour BP-2000

Fixation magnétique du restrainer sur le plateau (plateau non fourni)

De couleur noire et présentant des ouvertures du côté du museau de l'animal, ces boites de contention permettent de maintenir l'animal, tout en évitant de le stresser durant la prise de mesure de pression sanguine.

Facile à nettoyer et résistant à l'urine.

Caractéristiques

Matériaux: métal anodisé

Couleurs: noir

Modèles disponibles

Taille: souris de très petite taille (BP-MH0), souris inf. 30g (BP-MH1), souris 30-45 gr (BP-MH2), souris sup. 45g (BP-MH3)

