

# Brassards élastiques pour BP-2000

**Code/Référence**

Reference: BP-CE

**Description****Choix de la taille:**

S - BP-CE-M-14-50 Brassard élastique pour Souris, Diamètre 1/4-inch , Blanc

M - BP-CE-M-38-50 Brassard élastique pour Souris, Diamètre 3/8-inch, Noir

L - BP-CE-R-58-50 Brassard élastique Rat, Diamètre 5/8-inch, Noir

**Caractéristiques**

Matériaux: natural rubber

**Modèles disponibles**

Taille: 1/4" pour souris (BP-CE-M-14-50), 3/8" pour souris (BP-CE-M-38-50), 5/8" pour rat (BP-CE-R-50)

# O LAB