

Capuchons pour BP-2000



capuchons pour manchons BP-2000

Sachet de 10 capuchons

Code/Référence

Reference: BP-CAP

Description

Les capuchons sont utilisés à chaque extrémité du manchon afin d'assurer le maintien du brassard élastique.

La taille des capuchons dépend du diamètre des manchons : il est recommandé de s'assurer du diamètre du manchon (1/4", 3/8", 5/8") avant toute commande de capuchons.

Un sachet contient 10 capuchons

Caractéristiques

Modèles disponibles

Taille: 5/8" pour rat (BP-CAP-R), 3/8" pour souris (BP-CAP-M-38), 1/4" pour souris (BP-CAP-M-14)