


Plaque chauffante pour animaux TCAT



Pour le maintien en température de rongeurs durant la chirurgie

Code/Référence

Reference: HP-

Description

Plaque chaude électrique pour petits rongeurs (rats et souris), utilisée pour le **maintient en température pendant les opérations de chirurgie**.

Référence Animal Dimensions (cm) HP-1M Rat 11,1 W x 0,6 H x 21,6 L HP-4M Souris 3,8 W x 0,6 H x 10,2 L

Les plaques standard sont en **aluminium anodisé**, de couleur noire.

Les 2 modèles présentent des pieds pour sur-élever la plaque de 0,6 cm par rapport à la surface sur laquelle elle repose, une table de chirurgie ou un cadre stéréotaxique par exemple.

Leur nettoyage est aisé, à l'alcool.

Lorsque la plaque est couplée au contrôleur TCAT-2, l'animal est protégé d'un défaut de surchauffe.

Caractéristiques

Modèles disponibles

Animal: Rat (HP-1M), Souris (HP-4M)

