


Jeu de lames de rechange pour guillotine Nemi



Jeu de lames de rechange

Code/Référence

Reference: NS-RB

Description

3 tailles différentes en fonction de votre modèle Nemi

Référence	Dimension A	Dimension B	Application
NS-802	2"	5,08 cm	7,18 cm Rat & souris
NS-803	3"	7,62 cm	10,78 cm Gros rats
NS-804	4"	10,16 cm	14,37 cm
NS-806	6"	15,24 cm	21,65 cm

Caractéristiques

Modèles disponibles

Taille: Ouverture : 2" - 5,1 cm (NS-802RB), Ouverture: 3" - 7,6 cm (NS-803RB), Ouverture : 4" - 10.2 cm (NS-804RB), Ouverture : 6" - 15.24 cm (NS-806RB)