

## Filaments de Von Frey



Jeu de 20 filaments basé sur le jeu de monofilaments de Wemmes Weinstein - filament rétractable pour protéger celui-ci et faciliter le transport

### Code/Référence

Reference: BIO-VF-M

### Description

Ce jeu de 20 filaments est basé sur le jeu de monofilaments de Wemmes Weinstein, mais présente une nouvelle caractéristique: le filament est retractable pour protéger celui-ci et faciliter le transport, même dans la poche de l'opérateur.

Le jeu de monofilaments de Semmes Weinstein fournit une échelle logarithmique approchée de forces effectives, et une échelle linéaire d'intensité perceptive. Ils sont utilisés de longue date pour les tests cliniques et les diagnostics pathologiques d'hyper- ou hypoanesthésie. Des sous-groupes du jeu de 20 filaments distinguent les pathologies des différentes parties du corps (pied, main, lèvres, joue, etc...).

**Taille** 1,65 2,36 2,44 2,83 3,22 3,61 3,84 4,08 4,17 4,31 4,56 4,74 4,93 5,07 5,18 5,46 5,88 6,16,45 6,65 **Force (g)** 0,008 0,02 0,04 0,07 0,16 0,4 0,6 1 1,4 2 4 6 8 10 15 26 60 100 180 300

### Caractéristiques

**Modèles disponibles**

