

Aiguilles et fil de suture lot de 12



Fil de suture en soie naturelle non-résorbable,
avec aiguilles courbes
Lot de 12 aiguilles

Code/Référence

Reference: SUT

Description

SUT-1074: aiguille triangulaire "reverse cutting" 3/8 de cercle, 19mm
fil de suture 3/0 en soie noire, tressé , longueur : 45,5cm (18")

SUT-7116: aiguille à pointe effilée 1/2 cercle, 17,4mm
fil de suture 4/0, longueur: 60,9 cm (24")

SUT-9403: aiguille droite à pointe conique, 44,4mm
fil de suture 3/0, longueur: 76,2cm (30")

Caractéristiques

Matériaux: Soie

Modèles disponibles

Taille: USP 3/0 - 45,5cm (SUT-1074), USP 4/0 - 61cm (SUT-7116)

O LAB