

## Ciseaux iris



Pour les dissections vasculaires et neurologiques. Idéal pour les petits spécimens et la chirurgie ophtalmique. Différents modèles disponibles; Standard, SuperCut, Tungsten Carbide, Micro-Ciseaux...

### Code/Référence

Reference: SCI

### Description

Different modèles sont disponibles :

- **Standard.** Pour la dissection vasculaire et neurologique. Idéal pour les petits spécimens. 4 1/2" (114.3mm)
- **Ciseaux Iris SuperCut** Fabriqués dans la nuance d'acier chirurgical inoxydable la plus élevée. Trempé et durci pour une durée de vie et d'aiguisage plus longue. La lame SuperCut a été spécialement conçue pour avoir un fil aussi aiguisé qu'un rasoir.
- **Ciseaux Iris Tungsten Carbide.** Un fil de lame unique en tungsten carbide procure une coupe sans effort mais précise même pour les tissus les plus tenaces. Les manches sont trempés pour vous fournir à la fois souplesse et confort. Les anneaux sont bien arrondis et polis afin de prévenir la fatigue digitale. Trempé et durci pour une durée de vie et d'aiguisage plus longue.
- **Micro-Ciseaux Iris,** ciseaux très délicats pour une dissection de précision. Excellent pour la dissection de petits animaux.

## Caractéristiques

### Modèles disponibles

Ciseaux iris: SC-I-130 Standard, Anglé, 4.5" (SC-I-130), SC-I-129 Standard, Courbé, 4.5" (SC-I-129), SC-I-128 Standard, Droit, 4.5" (SC-I-128), SCT-I-529 SuperCut, Courbé, 4.5" (SCT-I-529), SCT-I-528 Supercut, droit, 4.5" (SCT-I-528), SC-T-406 Tungsten Carbide, Courbé, 4.5" (SC-T-406), SC-T-405 Tungsten carbide, droit, 4.5" (SC-T-405), SC-MI-151 Micro-ciseaux, courbé, pointes aiguës 4" (SC-MI-151), SC-MI-150 Micro-ciseaux, droit, pointes aiguës 4" (SC-MI-150)

