

Couverture Isothermique Deltaphase



Couvertures chauffantes réutilisables offrant une grande sécurité - sans électricité ou câble. Outil idéal pour maintenir les animaux et les cultures à 37°C pendant des heures, pendant les procédures chirurgicales ou pour accélérer le processus de guérison. Parfait pour les Rats Taupes Nus !

Vendu à l'unité

Code/Référence

Reference: DPIP

Description

Basé sur les principes fondamentaux de la thermodynamique, **complètement sûr même utilisé avec des gaz inflammables, cet appareil n'utilise pas d'électricité, est sans fil, sans système de commande et 100% réutilisable.**

La couverture chauffante **Deltaphase** est une approche unique de la régulation en température. Il s'agit d'une source de chaleur qui ne surchauffe pas, elle est économique, n'utilise pas de tube, fil ou électricité. Elle est plus sûre que d'autres dispositifs parce qu'elle n'a pas besoin d'un thermostat ou d'un régulateur, et ne génère pas de signaux électriques. Elle maintient une température quasi normale et constante chez les petits animaux ou des cultures pendant plusieurs heures.

Caractéristiques

Modèles disponibles

Taille: 15cm x10 cm (DP-SASB), 15 cm x 19cm (DPIP)

