

## Bagues d'oreille La Pias - Couleur unique



Boite de 100 bagues d'oreille La Pias, numérotées - couleur unique au choix

### Code/Référence

Reference: EP-56780

### Description

Le faible poids de ces bagues d'oreille, ainsi que leur facilité de lecture, en fait la référence idéale pour l'identification des petits animaux de laboratoire (souris, rats et autres rongeurs).

- bagues d'oreilles **numérotées de 1 à 100** (disponible jusqu'à 999)
- **5 couleurs disponibles : Vert, Bleu, Rouge, Turquoise, Noir**
- également disponible en Inox (non-coloré)
- Après l'application, elles ne sont plus détachables
- numéros gravées au laser, pour une durabilité éprouvée
- bagues d'oreille autoclavables (l'applicateur n'est pas autoclavable)

**Conditionnement : une boîte de 100 bagues**

Matériau :

Etiquette : Aluminium

Fermeur : Acier inox

Dimensions :

Souris : 3.5mm O.D. avec pointe 3mm

Rat: 3.5mm O.D. avec pointe 5mm

## Caractéristiques

Matériaux: Etiquette: Aluminium / Fermeoir : Inox

## Modèles disponibles

Couleur: Rouge (EP-56780-100), Bleu (EP-56782-100), Turquoise (EP-56783-100), Vert (EP-56781-100), Noir (EP-56784-100), Rouge (EP-56780-200), Bleu (EP-56782-200), Turquoise (EP-56783-200), Vert (EP-56781-200), Noir (EP-56784-200), Rouge (EP-56786-100), Bleu (EP-56788-100), Turquoise (EP-56789-100), Noir (EP-56790-100), Vert (EP-56787-100), Rouge (EP-56786-200), Bleu (EP-56788-200), Turquoise (EP-56789-200), Noir (EP-56790-200), Vert (EP-56787-200)

Animal: Souris (EP-56780-100), Souris (EP-56782-100), Souris (EP-56783-100), Souris (EP-56781-100), Souris (EP-56784-100), Souris (EP-56780-200), Souris (EP-56782-200), Souris (EP-56783-200), Souris (EP-56781-200), Souris (EP-56784-200), Rat (EP-56786-100), Rat (EP-56788-100), Rat (EP-56789-100), Rat (EP-56790-100), Rat (EP-56787-100), Rat (EP-56786-200), Rat (EP-56788-200), Rat (EP-56789-200), Rat (EP-56790-200), Rat (EP-56787-200)

Bagues d'oreille: de 1 à 100 (EP-56780-100), de 1 à 100 (EP-56782-100), de 1 à 100 (EP-56783-100), de 1 à 100 (EP-56781-100), de 1 à 100 (EP-56784-100), de 101 à 200 (EP-56780-200), de 101 à 200 (EP-56782-200), de 101 à 200 (EP-56783-200), de 101 à 200 (EP-56781-200), de 101 à 200 (EP-56784-200), de 1 à 100 (EP-56786-100), de 1 à 100 (EP-56788-100), de 1 à 100 (EP-56789-100), de 1 à 100 (EP-56790-100), de 1 à 100 (EP-56787-100), de 101 à 200 (EP-56786-200), de 101 à 200 (EP-56788-200), de 101 à 200 (EP-56789-200), de 101 à 200 (EP-56790-200), de 101 à 200 (EP-56787-200)