

Lampe Infrarouge HL-1



une lampe Infrarouge solide pour réchauffer les animaux après la chirurgie

Code/Référence

Reference: HL-1

Description

Lampe Infrarouge avec un bras articulé réglable, permettant **d'adapter la position de la source radiante en fonction des besoins de l'animal.**

Livrée avec :

- une ampoule infra-rouge 250W
- un réflecteur intégré
- une grille de protection chromée, qui se clipse facilement une fois l'ampoule vissée dans le culot
- longueur des bras : montés sur 2 ressorts, 45,7 cm chacun

HL-1 : Modèle standard, **fixation en étau** en U sur table jusqu'à 5cm de large

HL-1/BASE : Lampe infrarouge sur base, à **poser sur la table**

Caractéristiques

Modèles disponibles

Application: fixation de type Etau (HL-1-LAMP), à poser, avec base (HL-1-BASE)

