

Tailveiner souris



Les injections veineuses à la queue sont désormais plus faciles !

Code/Référence

Reference: TV

Description

Très facile à utiliser, le Tailveiner est la première boîte de contention pour rats et souris conçue pour les injections veineuses à la queue.

Il existe 3 tailles :

- SM : 2,86 cm diam int
- STD : 3,18 cm
- LG : 3,81 cm

Caractéristiques

Modèles disponibles

Couleur: Rouge (TV-RED-150-STD), Transparent (TV-150-STD), Transparent (TV-150-SM), Transparent (TV-150-LG), Rouge (TV-RED-150-SM)

Taille Tailveiner Souris: -STD 3,18 cm Diam. Int. (TV-RED-150-STD), -STD 3,18 cm Diam. Int. (TV-150-STD), -SM 2,86 cm Diam Int. (TV-150-SM), -LG 3,81 cm Diam Int. (TV-150-LG), -SM 2,86 cm Diam Int. (TV-RED-150-SM)



LAB