

Matrices cérébrales en Acier Inox pour rongeurs



Utilisée pour obtenir des coupes coronales ou sagittales du cerveau

Code/Référence

Reference: 900-0068-707

Description

Caractéristiques

Modèles disponibles

Animal: Rat 300-600g (900-0068-711), Rat 175-300g (900-0068-709), Souris 40-75g (900-0068-707), Rat 175-300g (900-0068-710), Souris 40-75g (900-0068-708), Souris 40-75g (900-00149-00)

Application: Coronal (900-0068-711), Coronal (900-0068-709), Coronal (900-0068-707), Sagittal (900-0068-710), Sagittal (900-0068-708), Coronal (900-00149-00)

Epaisseur: 1mm (900-0068-711), 1mm (900-0068-709), 1mm (900-0068-707), 1mm (900-0068-710), 1mm (900-0068-708), 0,5mm (900-00149-00)