

Cadre stéréotaxique compact pour deux souris



Système portable pour deux souris simultanément - large zone de travail

Code/Référence

Reference: BLAB-ST-8517

Description

Cadre de stéréotaxie compact et portable pour 2 souris, sans cadre en U. Le cadre est ainsi plus léger et facilite l'accès des instruments au corps de l'animal. L'animal est maintenu avec fermeté et précision grâce à des adaptateurs de gueule et barres de fixation auriculaires dédiés (livrés avec l'instrument). L'appareil est fourni avec un micro-manipulateur à 3 axes de positionnement avec verniers.

Caractéristiques

Dimensions: 400x255 mm

Modèles disponibles

Type de cadre: Manuel (BLAB-ST-68517), Digital (BLAB-ST-68518)