

# Aiguilles souples pour l'alimentation animale



Une boîte de 100 aiguilles d'alimentation souple en PTFE, à usage unique

## Code/Référence

Reference: DT-99

## Description

Aiguilles en plastique souple (PTFE) pour l'alimentation animale permet un dosage précis de liquide à destination du sujet tout en **minimisant les risques de percer l'oesophage** .

stérile, non-toxique, et apyrogène, disponible sous différentes tailles et longueurs

## Caractéristiques

Unités: Chaque boîte contient 100 aiguilles stériles.

## Modèles disponibles

Taille: 15G-3" 2.8mm ball (DT-9925), 17G-3.3" 2.4mm ball (DT-9926), 18G-1.5" 2mm ball (DT-9928), 20G-1.5" 2mm ball (DT-9920)