


# Adaptateur "Barre de gueule" pour Rats

Adaptateur stéréotaxique standard



**Code/Référence**

Reference: 68021

## Description

Adaptateur permettant un maintien ferme de la tête du rat par pince au niveau du museau entre incisives et palais.

Ajustement vertical de la tête du sujet sur une plage de 30 mm. Précision de 100  $\mu$ m. Encoche avec échelle gravée de 50 mm horizontalement.

Compatible avec des rats d'âge et de poids différents.

## Caractéristiques

## Modèles disponibles