

# Adaptateur pour lapins

Fixation avec pinces zygomatiques



**Code/Référence**

Reference: BLAB-ST-68085

## Description

Adaptateur pour maintenir la tête du lapin à l'aide de deux pinces buccales spéciales et d'une barre nasale. La distance entre les deux pinces zygomatiques peut être ajustée avec précision à l'aide d'un système à vis.

La plage de réglage pour un lapin adulte est de 43,5 mm, 26,5 mm pour un lapin néonatal et l'adaptateur mesure 40 mm.

## Caractéristiques

## Modèles disponibles