


# Table de Chirurgie pour rongeur avec base magnétique



Une plateforme innovante pour les procédures chirurgicales et dissections sur rongeur

## Code/Référence

Reference: GSM1

## Description

Plateforme de chirurgie Grace GSM1 **avec base magnétique**  
Pieds anti-dérapants pour une meilleure stabilité

La table est fabriquée en polyéthylène Haute-densité (HDPE) d'épaisseur 2,5cm , avec une excellente résistance aux agents chimiques, facile à nettoyer, et une surface de travail robuste.

Dimensions: 30cm (L) x 20cm (l)

Inclus :

- 1x Plaque chauffante magnétique en acier inox (17x10cm),
- 1 coussin de gel chauffant,
- & ventouses de maintien

Les 4 coins de la table sont aimantés pour aider au maintien des outils métalliques, et des barreaux aimantés en retrait permettent l'utilisation d'accessoires magnétiques.

Ne sont pas inclus:

- Lampe LED flexible
- Loupe

**Ces 2 accessoires peuvent être fournis en option**

**Caractéristiques**

**Modèles disponibles**

LAB