


# Table de Chirurgie avec base magnétique- LED et loupe



Une plateforme complète pour les procédures chirurgicales et dissections sur rongeur

## Code/Référence

Reference: GSM2

## Description

Plateforme de chirurgie Grace GSM2 avec **base magnétique** , **lampes LED** et **Loupe**  
Pieds anti-dérapants pour une meilleure stabilité

La table est fabriquée en polyéthylène Haute-densité (HDPE) d'épaisseur 2,5cm , avec une excellente résistance aux agents chimiques, facile à nettoyer, et une surface de travail robuste.

Dimensions: 30cm (L) x 24cm (l)

Inclus :

- 1x Plaque chauffante magnétique en acier inox (17x10cm),
- 1 coussin de gel chauffant,
- & ventouses de maintien

- **2 lampes LED flexibles**, à base aimantée, permettent un éclairage direct, évitent les ombres et ne chauffent pas
- **Une Loupe aimantée** (lentille principale: 2.3X, lentille incrustée: 4.0X) permet un contact visuel continu avec les outils lors des procédures

Les 4 coins de la table sont aimantés pour aider au maintien des outils métalliques, et des barreaux aimantés en retrait permettent l'utilisation d'accessoires magnétiques.

Alimentation électrique 240V, 50 Hz. Prise USA, fourni avec adaptateur EU

## Caractéristiques

## Modèles disponibles