


## Veinlite TV



une solution simple pour illuminer la queue de la souris ou du rat, facilitant les injections et échantillonnages

### Code/Référence

Reference: VL-TV

### Description

Une solution pour illuminer la veine caudale chez la souris et le rat et pour faciliter l'injection ou le prélèvement sanguin.

Un gabarit sécurise la queue de l'animal et facilite la visualisation de la veine ou de l'artère.

3 lumières de couleurs différentes : verte pour les artères, orange pour les veines et blanche pour un examen léger.

Livré complet avec un gabarit pour souris et un gabarit pour rat

### Caractéristiques

### Modèles disponibles