

Sonde oesophagienne BIO-ESO-1

Sonde de température rectale ou oesophagienne



Code/Référence

Reference: BIO-ESO-1

Description

Sonde BIO-ISO-1 oesophagienne ou rectale.
revêtement vinyle souple, à bout rond

- Diamètre du capteur 5,5 mm
- Précision: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ dans les conditions de température physiologiques
- Constante de temps: 5.0 secs.
- Température Maximum: 90°C
- Température Minimum: 0°C
- Longueur 152 cm
- Protocole de stérilisation: Oxyde d'Ethylène, Gluteraldéhyde, alcool isopropylique

Caractéristiques

Modèles disponibles

