

## Station d'anesthésie compacte



Solution compacte et polyvalente pour vos besoins en anesthésie

### Code/Référence

Reference: R540

### Description

Système complet, monté sur stand avec poignée, composé d'un vaporisateur, d'un débitmètre, de connectiques d'entrée et de sortie et d'un kit d'accessoires pour tubes.

Vous pouvez utiliser ce système polyvalent sur des **rats**, **souris**, hamsters, cochons d'inde, lapins, chats et autres animaux d'un poids inférieur à 7kg.

Il s'adapte à vos besoins, vous permettant de choisir votre alimentation en air (air ou oxygène) ainsi que votre anesthésique (Isoflurane ou Sevoflurane).

### Caractéristiques

Poids: Moins de 7.5 kg

Dimensions: 326mm (L) x 180mm (l) x 284mm (H)

Gamme de température: 10-35°C

Animal: Convient aux rats, souris, hamsters, cochons d'inde, lapins, chats et autres animaux d'un poids inférieur à 7kg

Débit: 0.1-4L/min (débitmètre d'oxygène)

## Modèles disponibles

Anesthésique: Isoflurane (R540IE), Sévoflurane (R540SE)

