

Station d'anesthésie à sorties multiples



Pour l'anesthésie simultanée à l'isoflurane ou sevoflurane de 1 à 5 rongeurs

Code/Référence

Reference: R550

Description

Système complet, monté sur stand avec poignée, composé d'un vaporisateur, d'un débitmètre, de connectiques d'entrée et de sortie et d'un kit de tubing.

Vous pouvez utiliser ce système polyvalent sur 1 à 5 petits animaux, parmi lesquels des **rats**, **souris**, hamsters, cochons d'inde, lapins, chats et autres animaux d'un poids inférieur à 7kg. Le débit de la chambre d'induction peut-être réglé de 0 à 2.5L/min indépendamment. Chaque ligne de masque peut être contrôlée séparément.

Il s'adapte à vos besoins, vous permettant de choisir votre alimentation en air (air ou oxygène) ainsi que votre anesthésique (Isoflurane ou Sevoflurane).

Caractéristiques

Poids: Moins de 7.5 kg

Dimensions: 326mm (L) × 180mm (l) × 284mm (H)

Distribution de température: 10-35°C

Animal: 1 à 5 rats, souris, hamsters, cochons d'inde, lapins, chats et autres animaux d'un poids

inférieur à 7kg

Débit: 0.1-4L/min (débitmètre d'oxygène)

Modèles disponibles

Anesthésique: Isoflurane (R550IE), Sévoflurane (R550SE)

